



**STANDARD Serie 165 BJ**  
**Die kompakte Präzisionswaage für alle Anwendungen**

SWISS DESIGN 



- Grosse Waagschale
- Grosse LCD Anzeige mit Hinterleuchtung
- Echtzeituhr (Datum und Zeit)
- Akustisches Signal für optimale Bedienung
- Breite Auswahl von integrierten Funktionen
  - Verschiedene Gewichtseinheiten
  - Stückzählen
  - Prozentwägung
  - Tierwägung
  - Statistik
  - Nettototal
  - Dichtebestimmung
- Datenausgang RS232 für PC und Printer
- Einfache Bedienung mit 5-Tasten Tastatur
- Batteriebetrieb
- Grosse Auswahl von Modellen mit Wägebereich von 100 g/1 mg bis zu 12 100 g/1 g



Easy-access Windschutz für BJ Waagen

**Qualität Serie 165 BJ**

Die BJ165 ist eine vielseitige Waage welche exakte und zuverlässige Messwerte im gewählten Format liefert. Einsetzbar im Labor wie auch unterwegs. Die 2-jährige Garantie und das ausgezeichnete PreisLeistungsverhältnis stehen für ein qualitativ hochstehendes Produkt.

**Bedienerfreundlich**

Nichts ist leichter, als die Waage zu bedienen, fünf Tasten steuern alle Funktionen. Die klar strukturierte Menüführung in der grossen Anzeige erleichtert die Einstellungen und erlaubt sehr einfach Funktionsänderungen oder das Kalibrieren.

**Precisa**

■ The Balance of Quality ■

**zeller**; a V<

**@Wk cf`X'Uh** @Nerf{ Yf} H'1; `Ug1 FYU[ Ybn]Yb  
 A]\_fcV]e`c[ ]Y'1<nf ]YbY\_cbfic`Y  
 bXi glf]YgffUggY%Z\*, ( ) <c\ YbYa gZ5 i glf]U  
 HY"Z('') +\* +\* +\$) : U `Z(' ') +\* +\* +\$) +  
 9a Uj`cZ]W4 `UWk cf`X'Uh



Kontrastreiches, hinterleuchtetes LCD

## Anzeige

In der Praxis bewährt: Die grosse, multifunktionale Flüssigkristallanzeige für einfaches Ablesen der Messwerte.

## Intelligent Calibration Mode (ICM)

Das ICM erkennt automatisch das aufgelegte Justiergewicht. Die Protokollierung erfolgt nach ISO-Norm mit einem Kalibrierbeleg bei einem angeschlossenen Drucker.

## Precisa 165 BJ Serie: Technische Daten

Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Reproduzierbarkeit	Linearität	Waagschale (mm/inch)
BJ 100M	102 g	1 mg	1 mg	2 mg	Ø 100 / 3.9
BJ 410C	410 g	0.01 g	0.01 g	0.02 g	135 x 135
BJ 610C	610 g	0.01 g	0.01 g	0.02 g	135 x 135
BJ 1000C	1 020 g	0.01 g	0.01 g	0.02 g	135 x 135
BJ 1200C	1 200 g	0.01 g	0.01 g	0.02 g	135 x 135
BJ 2200C	2 200 g	0.01 g	0.01 g	0.02 g	135 x 135
BJ 2100D	2 100 g	0.1 g	0.1 g	0.2 g	170 x 140
BJ 4100D	4 100 g	0.1 g	0.1 g	0.2 g	170 x 140
BJ 6100D	6 100 g	0.1 g	0.1 g	0.2 g	170 x 140
BJ 8100D	8 100 g	0.1 g	0.1 g	0.2 g	170 x 140
BJ 6100G	6 100 g	1 g	1 g	2 g	170 x 140
BJ 12100G	12 100 g	1 g	1 g	2 g	170 x 140

### Zusätzliche Anwendungen und Funktionen

Spezialzubehör und zusätzliche Optionen auf Anfrage

### Zubehör

	165 BJ
Haken für Unterflurwägevorrichtung	350-8561
Kabel für den Einsatz der Waage 165 als Referenzwaage	350-8534
Staubschutz 165 für die komplette Waage, mit Niederhalter (erste Installation)	350-8565
Staubschutz 165 für die komplette Waage, Set mit 20 Stk.	350-8598
Dichtebestimmung	350-8632

## Features und Applikationen

- Swiss Design
- Externe Kalibrierung
- Interface RS232 für PC/Drucker
- Tierwägung
- Kontrastreiches, hinterleuchtetes LCD Display
- Uhr (Ausdruck nach GLP/GMP, Auto-Kalibrierung, etc.)
- Unterflurwägevorrichtung
- Nettototal
- Mechanische und elektronische Diebstahlsicherung
- Prozentwägung
- Stückzählen
- Dichtebestimmung (optional)
- Verschiedene Gewichtseinheiten g, mg, ct, oz, lb, tael, bath
- Statistik
- Support IQ/OQ/PQ

**zeller** ; a V<

@Wk cf'X'Uh @Vcf[ Yf]H'T'; 'Ug!FYU[ Ybn]Yb  
 A]\_fcV]c'c[ ]Y'!<n] ]YbY\_cbfic`Y  
 -bXi glf]YgHfUggY%Z\*, ( ) `c\ YbYa gZ5 i glf]U  
 HY"Z(' )+\*'+\*+\$) `: U `Z(' )+\*'+\*+\$) +  
 9a Uj'.cZ]W4 `Uvk cf'X'Uh