



zeller GmbH

Labworld.at Laborgeräte - Glas - Reagenzien
Mikrobiologie - Hygienekontrolle
Industriestrasse 1, 6845 Hohenems, Austria
Tel. +43 5576 76705 Fax +43 5576 76705 7
Email: office@labworld.at



Precisa Gold- und Karatwaagen Serie 320XB Basic

- *Elegantes High-Tech-Design*
- *Praxisnah und komfortabel*
- *Strahlend helle Fluoreszenz-Anzeige*
- *Grosszügig dimensionierte Waagschalen*
- *Batteriebetrieb optional*
- *Zweitanzeige optional*
- *Robust und solide in Schweizer Qualität*
- *2 Jahre Garantie*
- *Weltweiter Service*

**Wer alles abwägt,
wägt mit uns.**

Precisa

■ The Balance of Quality ■



Ein Schmuckstück kommt selten allein!

Eleganz und Schönheit im Design sind die unverkennbaren äusseren Merkmale - Präzision, eine robuste Qualität und die problemlose Handhabung, die unerlässlichen inneren Werte.

Deshalb sind die Precisa Gold- und Karatwaagen in jeder Hinsicht goldwerte Preziosen. Ausser im Preis!

- Goldwaagen von 620g/10mg - 4200g/10mg
- Karatwaagen von 600ct./1mct. und 120g/1mg bis 3100ct./10mct. und 600g/10mg mit niedrigem, kompakten Windschutz.

Exklusiv: Precisa Diebstahlsicherung



So ein Schmuckstück wie diese Waage muss geschützt werden. Deshalb ist jede Precisa-Waage mit der Möglichkeit einer mechanischen und exklusiv einer elektronischen Diebstahlsicherung versehen, die Ihre Waage automatisch inaktiv macht, wenn sie nicht über den persönlichen, nur Ihnen bekannten Geheimcode, wieder eingeschaltet werden kann.

Die Voraussetzung für ein perfektes Funktionieren ist die einfache und unkomplizierte Bedienung.

5 Tasten für eine unkomplizierte Bedienung und Akku (optional)



Die Voraussetzung für ein perfektes Funktionieren ist die einfache und unkomplizierte Bedienung.

Eine klare Benutzerführung garantiert fehlerfreie Befehlseingaben. Dank optionalem Akkubetrieb werden Stromausfälle bis zu 6 Stunden automatisch überbrückt.

Umrechnungsmöglichkeiten in andere Einheiten z.B. ozt.

Perfekter Service mit 2 Jahren Garantie!



Technische Daten

	Precisa	XB 620C-G XB 1200C-G XB 2200C-G XB 4200C-G XB 600M-C XB 1100M-C XB 3100C-C					
Wägebereich	620 g	1200 g	2200 g	4200 g	600ct./120 g	1100ct./220 g	3100ct./620 g
Ablesebarkeit	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.001ct./0.001 g	0.001ct./0.001 g	0.01ct./0.01 g
Tarierbereich subtraktiv	620 g	1200 g	2200 g	4200 g	600ct./120 g	1100ct./220 g	3100ct./620 g
Linearität	+/- 10mg	15mg	15mg	15mg	1.5mct./1 mg	1.5mct./1mg	15mct./10mg
Anzeige	Fluoreszenz	Fluoreszenz	Fluoreszenz	Fluoreszenz	Fluoreszenz optional	Fluoreszenz optional	Fluoreszenz optional
Empfohlenes Kalibriergewicht g	200g F2	500g F2	1000g F2	1000g F2	100g +/- 1mg*	100g +/- 1mg*	200g F2
Gehäusemasse (B/T/H) mm	210/340/89	210/340/89	210/340/89	210/340/89	210/340/265	210/340/265	210/340/150
Waagschale rostfrei mm	170 x 170	170 x 170	170 x 170	170 x 170	Ø 80	Ø 80	135 x 135
Windschutz (nutzbare Höhe) mm					180mm	180mm	offen
Nettogewicht kg	4.5	4.5	4.5	4.5	5.9	5.9	5.1

Precisa

The Balance of Quality

zeller GmbH

Labworld.at Laborgeräte - Glas - Reagenzien
Mikrobiologie - Hygienekontrolle
Industriestrasse 1, 6845 Hohenems, Austria
Tel. +43 5576 76705 Fax +43 5576 76705 7
Email: office@labworld.at