

LIEBHERR

LGPv 1420 MediLine

Technische Daten	
Bruttoinhalt gesamt [l]	1.427
Abmessungen H/B/T [cm]	215/143,0/83,0
Nutzbare Tiefe Innenraum [cm]	70
Nutzbare Breite Innenraum [cm]	125
Nutzbare Höhe Innenraum [cm]	155
Energieverbrauch in 24 h [kWh / 24h]	8,887
Kühlsystem Gefrierteil	dynamisch
Abtauverfahren Gefrierteil	automatisch
Temperaturbereich Gefrierteil [°C]	-10°C bis -26°C
Gastronorm [mm]	-
Gehäusematerial	Stahl
Farbe Gehäuse	weiß
Material Tür-/Deckel	Stahl
Material Innenbehälter	Chrom-Nickel-Stahl
Art der Steuerung	Elektronische Steuerung mit Echttextanzeige
Innenbeleuchtung Gefrierteil	-
Temperaturanzeige Gefrierteil	außen digital
Warnsignal bei Störung	optisch und akustisch
Schnittstelle	RS 485
Potentialfreier Kontakt	✓
Anzahl der Ablageflächen Gefrierteil	8
Material Ablageflächen Gefrierteil	Roste kunststoffbeschichtet
Belastbarkeit Ablageflächen Gefrierteil [kg]	60
Griff	Griffleiste
Fußpedalöffner	▪
Höhe Stellfüsse [mm]	-
Schloss	vorhanden
Türe selbstschließend	✓
Türanschlag	-
Isolationsstärke Gehäuse/Tür [mm]	83 - 60
Bruttogewicht [kg]	262
Nettogewicht [kg]	219
Klimaklasse	T (5)
Kältemittel	R 290
Anschlusswert [A]	4,5 A
Frequenz [Hz]	50
Spannung [V]	220-240 V ~