Laborgeräte - Glas - Reagenzien Mikrobiologie - Hygienekontrolle



Zeller GmbH. Industriestrasse 1 6845 Hohenems AUSTRIA

AUSTRIA Tel.: +43 (0)5576 76705 Fax: +43 (0)5576 76705 7 Email: office@labworld.at L.Gericht Feldk. FN 65624g UID - Nr.: ATU36134900

Personenwaage KERN MPS

Professionelle Personenwaage mit BMI-Funktion sowie Eich- und Medizinzulassung für den professionellen Einsatz in der medizinischen Diagnostik













Merkmale

- · Eichklasse III (Eichung optional)
- · Medizinzulassung nach 93/42/EWG
- Dank der kompakten Abmessungen und dem guten Preis-/Leistungsverhältnis ist diese Serie ideal für die Behandlungszimmer in Arztpraxen und Krankenhäusern geeignet
- Ergonomisches Auswertegerät mit großem Tastenblock und kontrastreichem LCD-Display für bequemes Eingeben und Ablesen von Patientenwerten, wie z. B. Größe zur Berechnung des BMI
- Stabile Wägeplatte aus Stahl mit rutschfreier und abriebfester Oberfläche
- · Hygienisch und leicht zu reinigen
- II Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch höhenverstellbare Gummifüße
- II Libelle zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
- Hold-Funktion:
- Bei unruhig stehenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und "eingefroren". So bleibt genügend Zeit sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen

- BMI-Funktion zur Ermittlung von Untergewicht/Normalgewicht/Übergewicht
- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig
- Batterie- und Netzbetrieb möglich, Akkubetrieb optional

Technische Daten

- LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplatte B×T×H 275×295×58 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 210×110×50 mm
- Nur MPS-PM: Gesamtabmessungen (inkl. Stativ) B×T×H 275×460×1015 mm
- Kabellänge Auswertegerät (nur Modell ohne Stativ) ca. 120 cm
- Batteriebetrieb möglich, 6×1,5V AA,
- nicht inklusive, Betriebsdauer bis zu 57 h
 Netzadapter (extern) serienmäßig
- Datenschnittstelle RS-232 serienmäßig
- Nettogewicht MPS-M ca. 4,8 kg, MPS-PM ca. 6 kg

Zubehör

- Is Stabiler Transportkoffer zum geschützten Transportieren und Aufbewahren der Waage, nur für Modell ohne Stativ, KERN MPS-A07
- Mechanischer Größenmessstab, Messbereich zwischen 60 – 200 cm, zum Anschrauben von vorn oder hinten an das Stativ (MPS-PM), oder zur Wandmontage, Medizinzulassung nach 93/42/EWG, KERN MSF 200
- Arbeitsschutzhaube über dem Auswertegerät, serienmäßig. Kann nachbestellt werden, Lieferumfang 5 Stück, KERN EOB-A02S05
- Reinigungstücher, alkoholfreie Tücher zur Wischdesinfektion. Erfüllen die gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit gem. TRGS 525/540. Packungsinhalt 80 St., Größe 20×22 cm je Tuch, KERN MYC-01
- Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis zu 50 h, Ladezeit ca. 24 h. KERN FOB-A08
- Schnittstellenkabel RS-232 zum Anschluss eines externen Geräts, KERN MPS-A08
- Matrix-Nadeldrucker, KERN YKN-01
- Etikettendrucker, KERN YKE-01
- Thermodrucker, KERN YKB-01N
 Details siehe Internet

| STANDARI |) | | | | | OPTION | FACTORY |
|----------|-------------|------|-------|-------|--------------------|--------|---------|
| RS 232 | ^- † | BATT | MULTI | 1 DAY | 2 _{YEARS} | ACCU | +3 DAYS |

In der EU ist bei Waagen mit Zweckbestimmung als Medizinprodukt die Eichung gesetzlich vorgeschrieben, bitte gleich mitbestellen. Hierzu benötigen wir Aufstellungsort und PLZ.

| Modell | Wägebereich | Ablesbarkeit | Eichwert | Ges | Gesetzlich vorgeschrieben Eichung | |
|---------------|-------------|--------------|----------|-----|--------------------------------------|--|
| | [Max] | [d] | [e] | 2 | / [II] | |
| KERN | kg | kg | kg | K | ERN | |
| MPS 200K100M | 200 | 0,1 | 0,1 | 965 | 5-129 | |
| MPS 200K100PM | 200 | 0,1 | 0,1 | 965 | 5-129 | |

Piktogramme



Datenschnittstelle RS-232:

Zum Anschluss der Waage an Drucker, PC oder Netzwerk.



Hold-Funktion: Bei unruhig stehenden, sitzenden oder liegenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt.



Batterie-Betrieb:

Für Batterie-Betrieb vorbereitet. Der Batterietyp ist beim jeweiligen Gerät angegeben.



Akku-Betrieb:

Wiederaufladbares Set.



Universal-Netzadapter:

Mit Universaleingang und optionalen Eingangsstecker-Adaptern für EU, GB



Eichung:

Die Dauer der Eichung in Tagen ist im Piktogramm angegeben.



Paketversand per Kurierdienst:

Die Dauer der internen Produktbereitstellung in Tagen ist im Piktogramm angegeben.



Gewährleistung:

Die Gewährleistungsdauer ist im Piktogramm angegeben.