

Petrischalen und Kontaktschalen

In unterschiedlichen Größen und Formaten

Greiner Bio-One bietet Petrischalen für die Mikrobiologie mit den Durchmessern 35, 60, 94, 100 und 145 mm an. Diese werden aus hoch transparentem Polystyrol gefertigt und sind bis zu einer Temperatur von 60 °C für die Arbeit mit heißem Agar beständig. Je nach Anwendung kann zwischen den Versionen mit und ohne Belüftungsnocken gewählt werden. Neben den runden Ausführungen ist die Petrischale auch als quadratische Variante (120 mm x 120 mm x 17 mm) sowie als OneWell Plate™ im SBS-Format erhältlich.

Weiterhin bieten wir Ihnen Kontaktschalen. Diese finden ihre Anwendung bei Hygienekontrollen zum Nachweis von Verkeimungen bzw. beim Prüfen der Effektivität von Reinigung und Desinfektion an ebenen Flächen mittels Abklatschkulturen. Abgerundet wird das Sortiment durch ein Sondermodell mit zwei separierten Bereichen. Dieses gestattet eine parallele Untersuchung verschiedener Proben der Parameter.

Key Facts Petrischalen

- ☞ In verschiedenen Größen erhältlich
- ☞ Gute Stapelbarkeit
- ☞ Mit oder ohne Belüftungsnocken
- ☞ Hergestellt aus glasklarem Polystyrol
- ☞ Auch steril erhältlich




Key Facts Kontaktschalen/Zweigeteilte Schale

- ☞ Mit oder ohne Belüftungsnocken
- ☞ Hergestellt aus glasklarem Polystyrol
- ☞ Kontaktschale (steril) mit graduiertem Boden für einfache und schnelle Auswertung



Key Facts OneWell Plate™

- ☞ Mit Belüftungsnocken
- ☞ Hergestellt aus glasklarem Polystyrol
- ☞ Nicht steril
- ☞ Fläche: 95 cm²



Für weitere Informationen und/oder Musterbestellungen besuchen Sie unsere Webseite www.gbo.com oder sprechen Sie uns an:

Bestellinformation			
Kat.-Nr.	Produktbeschreibung	Stück/ Beutel	Stück/ Karton
Petrischalen - Standardmodelle			
627 102	Petrischale, Ø 35 x 10 mm, mit Belüftungsnocken	10	740
628 102	Petrischale, Ø 60 x 150 mm, mit Belüftungsnocken	20	600
632 102	Petrischale, Ø 94 x 16 mm, ohne Belüftungsnocken, schwere Ausführung	20	480
632 180	Petrischale, Ø 94 x 16 mm, ohne Belüftungsnocken	20	480
633 102	Petrischale, Ø 94 x 16 mm, mit Belüftungsnocken, schwere Ausführung	20	480
633 180	Petrischale, Ø 94 x 16 mm, mit Belüftungsnocken	20	480
664 102	Petrischale, Ø 100 x 20 mm, mit Belüftungsnocken, schwere Ausführung	15	360
639 102	Petrischale, Ø 145 x 20 mm, mit Belüftungsnocken	15	120

Kontaktschalen / quadratische Petrischale / OneWell Plate™			
629 161	Kontaktschale, Ø 65 x 15 mm, steril, Boden graduiert und in 10-mm-Quadrate unterteilt, ohne Belüftungsnocken	20	600
629 180	Kontaktschale, Ø 65 x 15 mm, steril, Boden graduiert und in 10-mm-Quadrate unterteilt, mit Belüftungsnocken	20	600
670 102	OneWell Plate™, Microplattenformat 127,8 x 85,5 x 14,4 mm, mit Belüftungsnocken	8	32
688 102	Petrischale, quadratisch, 120 x 120 x 17 mm, mit Belüftungsnocken	10	240

Petrischalen - Sondermodelle			
635 102	Petrischale, Ø 94 x 15 mm, zweigeteilt, 20 ml Volumen/Well, mit Belüftungsnocken	20	480
657 102	Multiwellplatte mit Abdeckplatte, 6 Well, 16 ml Volumen/Well, mit Belüftungsnocken, numerische Codierung	2	100