

Zeller

Labworld.at

Gültig bis 30.06.2025




Alles für's Labor

Laborinfo Frühling 2025:
Blühende Rabatte
für Ihr Labor

+43 (0)5576 76705

office@labworld.at





DURAN® ERLLENMEYERKOLBEN, weithals

Art.Nr.	Volumen [ml]	Ø [mm]	Hals Ø [mm]	h [mm]	VE	LP / VE €	Aktionspreis €
212261705	50	51	34	85	1Stk.	6,80	2,38
212262401	100	64	34	105	1Stk.	6,91	2,42
212263209	200	79	50	131	1Stk.	7,20	2,52
212263603	250	85	50	140	1Stk.	7,61	2,66
212263903	300	87	50	156	1Stk.	8,77	3,07
212264402	500	105	50	175	1Stk.	9,98	3,49
212265407	1000	131	50	220	1Stk.	16,10	5,64



DURAN® ERLLENMEYERKOLBEN, enghals

Art.Nr.	Volumen [ml]	Ø [mm]	Hals Ø [mm]	h [mm]	VE	LP / VE €	Aktionspreis €
212162403	100	64	22	105	1Stk.	6,73	2,36
212163605	250	85	34	145	1Stk.	6,82	2,39
212164404	500	105	34	180	1Stk.	9,08	3,18
212165409	1000	131	42	220	1Stk.	15,39	5,39



DURAN® BECHERGLÄSER, niedere Form

Art.Nr.	Volumen [ml]	Ø [mm]	h [mm]	VE	LP / VE €	Aktionspreis €
211062402	100	50	70	1Stk.	5,84	2,04
211063604	250	70	95	1Stk.	6,36	2,23
211064806	600	90	125	1Stk.	9,47	3,31
211065408	1000	105	145	1Stk.	15,07	5,27



Analysen- und Präzisionswaagen MA

Intuitive Bedienung mit robuster Konstruktion

Mit diesen hochwertigen Waagen, die intuitiv zu bedienen und einfach zu reinigen sind, können Sie sich auf genaue Resultate verlassen. Integrierte Anwendungen bieten einfache Anweisungen, während automatische Berechnungen und elektronische Datenübertragung Fehler minimieren und die Dokumentation vereinfachen. Die Waagen verfügen über eine interne Justierung, eine einfache Nivellierung, gute chemische Beständigkeit, sowie USB- und RS232-Anschluss und Kennwortschutz

**-25%**

Analysenwaagen MA - Serie:

Art.Nr.	Typ	Höchstlast	Ablesbarkeit	Waagschale	LP €	Aktionspreis €
30666316	MA55	52g	0,01mg	Ø80mm	4.645,00	3.483,75
30706701	MA95	92g	0,01mg	Ø80mm	4.935,00	3.701,25
30697382	MA155DU	62g/152g	0,01 / 0,1mg	Ø80mm	4.810,00	3.607,50
30697385	MA54	52g	0,1mg	Ø90mm	2.460,00	1.845,00
30697414	MA54E*	52g	0,1mg	Ø90mm	2.095,00	1.571,25
30697408	MA104	120g	0,1mg	Ø90mm	2.665,00	1.998,75
30697416	MA104E*	120g	0,1mg	Ø90mm	2.275,00	1.706,25
30697411	MA204	220g	0,1mg	Ø90mm	2.870,00	2.152,50
30697418	MA204E*	220g	0,1mg	Ø90mm	2.440,00	1.830,00

*mit externer Justierung

MA
55/95/155DUMA
54/104/204

Präzisionswaagen MA - Serie:

Art.Nr.	Typ	Höchstlast	Ablesbarkeit	Waagschale	LP €	Aktionspreis €
30697420	MA103	120g	1mg	Ø120mm	1.850,00	1.387,50
30697432	MA103E*	120g	1mg	Ø120mm	1.570,00	1.177,50
30697423	MA203	220g	1mg	Ø120mm	1.995,00	1.496,25
30697434	MA203E*	220g	1mg	Ø120mm	1.695,00	1.271,25
30697426	MA303	320g	1mg	Ø120mm	2.130,00	1.597,50
30697436	MA303E*	320g	1mg	Ø120mm	1.810,00	1.357,50
30697429	MA503	520g	1mg	Ø120mm	2.415,00	1.811,25
30697438	MA503E*	520g	1mg	Ø120mm	2.055,00	1.541,25
30697446	MA2002	2,2kg	10mg	180x180mm	2.190,00	1.642,50
30697465	MA2002E*	2,2kg	10mg	180x180mm	1.870,00	1.402,50
30697449	MA3002	3,2kg	10mg	180x180mm	2.295,00	1.721,25
30697467	MA3002E*	3,2kg	10mg	180x180mm	1.945,00	1.458,75
30697452	MA4002	4,2kg	10mg	180x180mm	2.385,00	1.788,75
30697469	MA4002E*	4,2kg	10mg	180x180mm	2.025,00	1.518,75
30697455	MA6002	6,2kg	10mg	180x180mm	2.625,00	1.968,75
30697471	MA6002E*	6,2kg	10mg	180x180mm	2.230,00	1.672,50
30697440	MA602	620g	10mg	180x180mm	1.715,00	1.286,25
30697461	MA602E*	620g	10mg	180x180mm	1.460,00	1.095,00
30697443	MA1002	1,2kg	10mg	180x180mm	2.005,00	1.503,75
30697463	MA1002E*	1,2kg	10mg	180x180mm	1.705,00	1.278,75
30697458	MA5001	5,2kg	100mg	180x180mm	1.880,00	1.410,00
30697473	MA5001E*	5,2kg	100mg	180x180mm	1.600,00	1.200,00
30697475	MA12001L	12,2kg	100mg	352x246mm	6.380,00	4.785,00
30697478	MA16001L	16,2kg	100mg	352x246mm	6.855,00	5.141,25
30697481	MA32001L	32,2kg	100mg	352x246mm	7.565,00	5.673,75
30697484	MA32000L	32,2kg	1g	352x246mm	6.050,00	4.537,50

*mit externer Justierung

MA
103/203/303
503MA
602/1002/
2002/3002MA
4002/6002/
5001MA
12001L/16001L
32000L



Liebherr Kühl- und Gefrierschränke


Die neuen Geräte - Einzigartig in zwei Serien

Ob große Forschungseinrichtung, Industrie, Labor, Arztpraxis, Pflegeeinrichtung oder Apotheke – das Liebherr Programm umfasst Modelle für jeden Anspruch. Doch so unterschiedlich die Geräte auch sind, eines bleibt immer gleich: ihre erstklassige Qualität.

Lagertemperatur auf einen Blick



optimale Temperaturstabilität




antikrobieller Griff m. Öffnungsmechanik




LED Innenbeleuchtung



LightAlarm und SmartLock



LAN-/WiFi-Schnittstelle für SmartMonitoring



Performance-Serie

Alle Geräte der Performance Serie erfüllen die Sicherheitsnorm IEC 610102011. Darüber hinaus werden gerätespezifisch weitere Standards wie z. B. die ATEX Richtlinie erfüllt.

- SmartModul, LAN/WIFI nachrüstbar
- Kühlgeräte $\pm 3\text{ K}$ Abweichung vom Sollwert
- Monochrom-Display, Touch-Buttons

Perfection-Serie

Die Geräte der Perfection Serie erfüllen neben der Sicherheitsnorm IEC 610102011 auch die DIN 13277, welche Anforderungen an Labor und Medizinanwendungen vorgibt.

- Smart Modul, LAN/WIFI integriert
- Kühlgeräte $\pm 2\text{ K}$ Abweichung vom Sollwert
- 2,4"-Farbdisplay, Touch & Swipe
- USB-Schnittstelle zum Auslesen
- Alarmhistorie mit Echtzeituhr und 10 Ereignissen
- Integrierter Datenlogger

Geräte der Performance Serie:

Art.Nr.	Brutto- / Nettorauminhalt	Außenmaße in mm (B / T / H)	Energieverbrauch in 365 Tagen	Temperatur- bereich	LP €	Aktions- preis €
SRTvg 1501	142 / 133 l	601 / 618 / 820	273 kWh	+3 °C bis +16 °C	1.599,00	1.199,25
SRTvg 1511**	152 / 132 l	601 / 618 / 820	369 kWh	+3 °C bis +16 °C	1.759,00	1.319,25
SRFvg 5501	558 / 441 l	747 / 769 / 1684	250 kWh	+3 °C bis +16 °C	2.659,00	1.994,25
SRFvg 5511**	588 / 440 l	747 / 769 / 1684	433 kWh	+3 °C bis +16 °C	2.899,00	2.174,25
SRFvg 4001	394 / 298 l	597 / 654 / 1884	245 kWh	+3 °C bis +16 °C	2.299,00	1.724,25
SRFvg 4011**	420 / 297 l	597 / 654 / 1884	431 kWh	+3 °C bis +16 °C	2.519,00	1.889,25
SRFvg 3501	344 / 261 l	597 / 654 / 1684	226 kWh	+3 °C bis +16 °C	2.219,00	1.664,25
SRFvg 3511**	367 / 260 l	597 / 654 / 1684	393 kWh	+3 °C bis +16 °C	2.549,00	1.911,75
SFFsg 5501	499 / 394 l	747 / 769 / 1684	501 kWh	-9 °C bis -30 °C	2.919,00	2.189,25
SFFsg 5501V740*	499 / 394 l	747 / 769 / 1684	501 kWh	-9 °C bis -30 °C	3.199,00	2.399,25
SFFsg 4001	316 / 242 l	597 / 654 / 1884	385 kWh	-9 °C bis -30 °C	2.459,00	1.844,25
SFFsg 4001V740*	316 / 190 l	597 / 654 / 1884	385 kWh	-9 °C bis -30 °C	2.729,00	2.046,75

* mit Schubladen

** mit Glastüre

Kostenlose Lieferung
frei Verwendungsstelle

Geräte der Perfection Serie:

Art.Nr.	Brutto- / Nettorauminhalt	Außenmaße in mm (B / T / H)	Energieverbrauch in 365 Tagen	Temperatur- bereich	LP €	Aktions- preis €
SRTvh 1501	134 / 97 l	819 / 597 / 605	111 kWh	+3 °C bis +16 °C	1.899,00	1.424,25
SRTvh 1511**	137 / 97 l	819 / 597 / 605	187 kWh	+3 °C bis +16 °C	2.059,00	1.544,25
SRFvh 4001	394 / 298 l	1884 / 597 / 654	172 kWh	+3 °C bis +16 °C	2.899,00	2.174,25
SRFvh 4011**	420 / 297 l	1884 / 597 / 654	389 kWh	+3 °C bis +16 °C	3.099,00	2.324,25
SRFvh 5501	558 / 441 l	1793 / 747 / 769	171 kWh	+3 °C bis +16 °C	3.239,00	2.429,25
SRFvh 5511**	588 / 440 l	1793 / 747 / 769	360 kWh	+3 °C bis +16 °C	3.479,00	2.609,25
SCFvh 4002	384 / 264 l Gefrier: 112 l	2044 / 597 / 654	277 kWh	+3 °C bis +16 °C -9 °C bis -30 °C	2.999,00	2.249,25
SCFvh 4032**	396 / 264 l Gefrier: 112 l	2044 / 597 / 654	459 kWh	+3 °C bis +16 °C -9 °C bis -30 °C	3.399,00	2.549,25
SRPvh 6501	614 / 480 l	2135 / 697 / 867	172 kWh	-2 °C bis +16 °C	5.999,00	4.499,25
SRPvh 6511**	642 / 480 l	2135 / 697 / 867	317 kWh	0 °C bis +16 °C	6.499,00	4.874,25
SRPvh 8401	871 / 702 l	2135 / 787 / 1017	220 kWh	-2 °C bis +16 °C	6.499,00	4.874,25
SRPvh 8411**	903 / 702 l	2135 / 787 / 1017	374 kWh	0 °C bis +16 °C	6.999,00	5.249,25
SRPvh 1402	1391 / 1091 l	2135 / 1427 / 867	464 kWh	-2 °C bis +16 °C	8.199,00	6.149,25
SRPvh 1412**	1447 / 1091 l	2135 / 1427 / 867	705 kWh	0 °C bis +16 °C	9.199,00	6.899,25
SFTvh 1501*	103 / 59 l	819 / 597 / 605	187 kWh	-9 °C bis -35 °C	2.099,00	1.574,25
SFFvh 4001*	273 / 174 l	1884 / 597 / 654	292 kWh	-9 °C bis -35 °C	3.099,00	2.324,25
SFFvh 5501*	472 / 257 l	1793 / 747 / 769	540 kWh	-9 °C bis -35 °C	3.619,00	2.714,25
SFPvh 6501	614 / 480 l	2135 / 697 / 867	702 kWh	-9 °C bis -35 °C	6.499,00	4.874,25
SFPvh 8401	871 / 702 l	2135 / 787 / 1017	748 kWh	-9 °C bis -35 °C	7.299,00	5.474,25
SFPvh 1402	1391 / 1091 l	2135 / 1427 / 867	1162 kWh	-9 °C bis -35 °C	8.999,00	6.749,25

* mit Schubladen

** mit Glastüre

-25 %

36 Monate Liebherr SmartMonitoring: für ein Maximum an Sicherheit und Entlastung

Die digitale, cloudbasierte Lösung übernimmt für Sie automatisch die permanente Kontrolle und Dokumentation der Lagertemperatur

Lückenlose Dokumentation

Rund um die Uhr dokumentiert SmartMonitoring die Temperatur und alle relevanten Kühlungsparameter Ihrer eingelagerten Substanzen. Umgehende Alarmierung bei Abweichungen. Bei Abweichungen der Lagertemperatur werden Sie sofort per E-Mail, SMS oder Sprachanruf alarmiert. So können Sie reagieren, bevor Probleme entstehen.

Kontinuierliche Kontrolle

SmartMonitoring überwacht kontinuierlich und präzise die Temperaturkonstanz – auch außerhalb der regulären Arbeitszeit wie an Wochenenden. Und das sogar standortübergreifend für mehrere Geräte.

Zusätzlich zu jedem Liebherr Kühl- oder Gefrierschrank wählen Sie aus 3 Optionen:

Option 1: SmartMonitoring Bundle mit 5 Jahre Garantie

3 Jahre SmartMonitoring + 5 Jahre Garantie auf alle Labor Kühlgeräte. (Perfection Geräte sind bereits werkseitig mit dem SmartModule Netzwerkadapter ausgeführt, bei den Performance Modellen, wäre das SmartModule 6145269 um € 89.-, als Zubehör separat zu bestellen)

Option 2: Lieferung frei Verwendungsstelle

Telefonisches Aviso, inkl. Vertragen zum Aufstellungsort, Auspacken, Aufstellen. Tür umschlagen falls gewünscht (muss bei der Bestellung bereits bekannt sein) und Verpackungsentsorgung

Option 3 (kein Neugerät notwendig): Rüsten Sie Ihr Bestandsgerät auf

Beim Kauf einer 36 Monate SmartMonitoring Lizenz (Art.Nr. 7080648 € 149.-) erhalten Sie einen kostenlosen Online-Datenlogger.

Dieser zeichnet Temperaturdaten zuverlässig auf und übermittelt sie über eine WLAN-Verbindung direkt an das SmartMonitoring-Dashboard

KOSTENLOS

Enzymatische Lebensmittelanalytik

Etablierte Qualität und Ergebnissicherheit

Die enzymatische Lebensmittelanalyse ist eine wichtige Methode für die Bestimmung von Zuckern, Säuren, Alkoholen und anderen Inhaltsstoffen in Produkten wie Wein, Bier, Fruchtsäften, Milchprodukten, Eiern oder Fleisch.

Die Tests beruhen auf hochwertigen und gereinigten Enzymen, die eine präzise und spezifische Messung der einzelnen Komponenten, auch in komplexen Proben, erlauben. Die Auswertung erfolgt mit einem Spektralphotometer; eine Automatisierung ist möglich.



Sonderpreise

Säuren und Zucker:

Art.Nr.	Beschreibung	VE	Sondernettopreis €
E8510	Ameisensäure (Formic acid)	50 Best.	170,44
E8270	D-Äpfelsäure (D-Malic acid)	50 Best.	197,44
E8280	L-Äpfelsäure (L-Malic acid)	50 Best.	90,95
E8580	Bernsteinsäure (Succinic acid)	50 Best.	300,00
E8230	Citronensäure (Citric acid) AOAC Official Method	50 Best.	208,88
E8226	Essigsäure (Acetic acid) AOAC Official Method	50 Best.	210,49
E8520	Gluconsäure (Gluconic acid)	50 Best.	365,77
E8530	L-Glutaminsäure (L-Glutamic acid)	50 Best.	150,00
E8550	Isocitronensäure (Isocitric acid)	50 Best.	160,21
E8240	D-/L-Milchsäure* (D-/L-Lactic acid) AOAC Official Method	50 Best.	167,11
E8245	D-Milchsäure (D-Lactic acid) AOAC Official Method	50 Best.	167,23
E8260	L-Milchsäure (L-Lactic acid) AOAC Official Method	50 Best.	119,54
E8120	D-Galactose	50 Best.	115,28
E8140	D-Glucose AOAC Official Method	50 Best.	76,28
E8160	D-Glucose/D-Fructose AOAC Official Method	50 Best.	88,86
E8110	Lactose/D-Galactose*	50 Best.	165,63
E8130	Lactose/D-Glucose*	50 Best.	168,95
E8170	Maltose/Saccharose/D-Glucose (Maltose/Sucrose/D-Glucose)	50 Best.	143,58
E8175	Combi Maltose/Saccharose/D-Glucose** (Combi Maltose/Sucrose/D-Glucose**) AOAC Official Method	jeweils 25 Best.	179,40
E8180	Saccharose/D-Glucose (Sucrose/D-Glucose) AOAC Official Method	50 Best.	116,45
E8190	Saccharose/D-Glucose/D-Fructose (Sucrose/D-Glucose/D-Fructose)	50 Best.	134,33
E8100	Stärke (Starch)	50 Best.	143,58



weitere Inhaltsstoffe:

Art.Nr.	Beschreibung	VE	Sondernettopreis €
E8300	Acetaldehyd (Acetaldehyde)	50 Best.	205,80
E8390	Ammoniak (Ammonia)	50 Best.	104,39
E8320	Cholesterin (Cholesterol)	50 Best.	162,00
E8340	Ethanol AOAC Official Method	50 Best.	115,36
E8360	Glycerin (Glycerol)	50 Best.	125,46
E8370	Nitrat (Nitrate)	50 Best.	212,16
E8610	SO ₂ -Free (Freies Sulfit)	50 Best.	69,76
E8600	SO ₂ -Total (Gesamt Sulfit)	50 Best.	69,76
E8395	Urea/Ammoniak (Urea/Ammonia)	50 Best.	198,66

Standards:

Art.Nr.	Beschreibung	VE	Sondernettopreis €
E8460	Enzytec™ Liquid Multi-acid standard low	3 x 3,5 ml	48,40
E8465	Enzytec™ Liquid Multi-acid standard high	3 x 3,5 ml	48,40
E8470	Enzytec™ Liquid Multi-acid Standard 2 low	3 x 3,5 ml	62,40
E8475	Enzytec™ Liquid Multi-acid Standard 2 high	3 x 3,5 ml	62,40
E8440	Enzytec™ Liquid Multi-sugar standard low	3 x 3,5 ml	50,42
E8445	Enzytec™ Liquid Multi-sugar standard high	3 x 3,5 ml	45,23

Spektralphotometer Advance

+ kostenloses Fire HD 10 Tablet

Universell – Großes Spektrum auswertbarer Testkits
 Intuitiv – Icon-basierte Menüführung
 Sicher – Automatische Erkennung störender Trübungen
 Robust – Geprüft nach Militärstandard

Schnelle Messungen – NANOCOLOR® Barcode Technologie


- Einfache und sichere Routineanalytik durch vollautomatische Küvettenerkennung über den integrierten 2D-Scanner
- Schnelle Auswahl der Testmethode und der richtigen Wellenlänge ermöglichen eine nahezu kontaktlose und damit schnelle Bedienung

Einfachste Benutzerführung – keine aufwendigen Schulungen

- Spaß am Arbeiten mit dem Gerät verspricht die icon-basierte Menüführung in Anlehnung an Smartphone und Tablet
- Die intuitive Bedienung vermeidet Fehler und sichert schnelle und zuverlässige Ergebnisse
- Der kapazitive Touchscreen ermöglicht ein angenehmes Arbeiten und eine zuverlässige Bedienung auch mit Handschuhen

Geballter Leistungsumfang – vielseitig einsetzbar

- Auswertung von NANOCOLOR® Rundküvettentesten, Rechteckküvettentesten und VISOCOLOR® Powder Pillows
- Komfortable Erstellung kundenspezifischer Sondermethoden (z.B. Enzymatische Analytik)
- Auswahl der richtigen Methode in Sekundenschnelle dank Testaufruf über Barcode, Testnummer oder intelligente Suche
- Der robuste Aufbau und der eingebaute Akku erlauben volle Mobilität ohne Einbußen an Präzision und Komfort
- Umfangreiche Datenexportoptionen – Übertragung auf USB-Stick, an Netzlaufwerke und LIMS



€ 2.700.-

~~3.300.-~~

€ 600.-
günstiger

Video:



VISOCOLOR Powder Pillows

Photometrische Reagenzien

VISOCOLOR Powder Pillows sind photometrische Tests, die einfachste Dosierung mit photometrischer Präzision verbinden.


Jedes Powder Pillow enthält die genau Menge an Reagenzien für eine Bestimmung. Die einzeln abgepackten Portionen haben eine besonders lange Haltbarkeit. Einige sind auch auf Wettbewerbs-Photometern auswertbar.



Art.Nr.	Bezeichnung	Messbereich mg/L	VE Stk.	LP €	Aktionspreis €
936220	VISO PP freies Chlor, 100	0.03–6.00 Cl ₂	100	26,00	22,10
936220.1	VISO PP freies Chlor, 1000	0.03–6.00 Cl ₂	1000	196,00	166,60
936221	VISO PP gesamt Chlor, 100	0.03–6.00 Cl ₂ 0,03- 4,00 O ₃	100	26,00	22,10
936221.1	VISO PP gesamt Chlor, 1000	0.03–6.00 Cl ₂ 0,03- 4,00 O ₃	1000	196,00	166,60
936222	VISO PP pH, 100	6.2–8.2 pH	100	32,40	27,54
936223	VISO PP Sulfat	15–200 SO ₄ ²⁻	100	38,70	32,90
936224	VISO PP Kieselsäure LR, 100	0.02–2.10 SiO ₂	100	103,00	87,55
936225	VISO PP Kieselsäure HR	2–210 SiO ₂	100	103,00	87,55
936226	VISO PP Nitrat	5–220 NO ₃ ⁻	100	55,10	46,84
936227	VISO PP Eisen, 100	0.03–3.00 Fe	100	28,30	24,06
936228	VISO PP Phosphat, 100	0.02–4.5 PO ₄ ³⁻	100	51,30	43,61
936229	VISO PP Ammonium	0.01–0.50 NH ₄ -N	100	159,00	135,15
936230	VISO PP Nitrit	0.005–0.300 NO ₂ -N	100	43,40	36,89
936101	Nanocolor Reaktionsgläser 24 mm AD		6	24,90	21,17




Kein 3M Produkt.
Wir sind lieferfähig!



Sterile Probenschwämme (Abkratzschwämme) für die Oberflächenprobenahme

z.B. bei Schlachttierkörper gem. ISO 17604: 2015, Fäkalien in Geflügelställen gem. Verordnungen (EU) Nr. 200/2010, (EU) Nr. 517/2011, (EU) Nr. 1190/2012 Oberflächen in Produktionsbetrieben (Produktionslinien, Wände, Böden, Waschbecken, Abflüsse usw.) Prozesskontrolle und Hygiene, um festzustellen ob Reinigung und Desinfektion korrekt durchgeführt wurden, oder die Mitarbeiter - Hygienekontrolle (Hände)

Art.Nr.	Beschreibung	VE	LP / VE €	Aktionspreis €
SK103.0100	Basic S - trockener steriler Probenschwamm im Stomacherbeutel (210x310mm), m. Aufkleber	100Stk.	161,70	126,13
SK002.0100	Basic S/BPW - blauer steriler Probenschwamm vorbefeuchtet in BPW im Stomacherbeutel	100Stk.	162,70	126,91
SK112.0100	Basic S/MRD - grüner steriler Probenschwamm vorbefeuchtet in MRD im Stomacherbeutel	100Stk.	170,28	132,82
SK014.0100	Basic S/NPB- oranger steriler Probenschwamm vorbefeuchtet in NPB im Stomacherbeutel	100Stk.	162,70	126,91
SK016.0020	Basic SBH/BPW- steriler Probenschwamm vorbefeuchtet, mit Handgriff im Stomacherbeutel	20Stk.	66,00	51,48
SK016.0080	Basic SBH/BPW- steriler Probenschwamm vorbefeuchtet, mit Handgriff im Stomacherbeutel	80Stk.	245,00	191,10
SK018.0020	Basic SBH/MRD - steriler Probenschwamm vorbefeuchtet, mit Handgriff im Stomacherbeutel	20Stk.	66,00	51,48
SK018.0080	Basic SBH/MRD - steriler Probenschwamm vorbefeuchtet, mit Handgriff im Stomacherbeutel	80Stk.	245,00	191,10
SK017.0020	Basic SBH/NPB- steriler Probenschwamm vorbefeuchtet, mit Handgriff im Stomacherbeutel	20Stk.	66,00	51,48
SK017.0080	Basic SBH/NPB- steriler Probenschwamm vorbefeuchtet, mit Handgriff im Stomacherbeutel	80Stk.	245,00	191,10
SK010.0010	Steriler Schwamm, Zip-Beutel (120x180mm) mit Aukleber z. Probenbeschriftung	2x5Stk.	15,40	12,01
SK010.0250	Steriler Schwamm, Zip-Beutel (120x180mm) mit Aukleber z. Probenbeschriftung	5x50Stk.	297,60	232,13



Günstige Tischautoklaven Labtech vollautomatisch mit voreingestellten Programmen

Tischautoklaven Labtech, entsprechend EN13060, sind in drei verschiedene Kammergrößen von 8 Litern, 18 Litern und 23 Litern erhältlich. Ein eingebauter, unabhängiger Schnelldampfgenerator mit 1500W sorgt für schnelle Sterilisationszyklen.

- USB-Anschluss mit autom. Ausgabe aller Sterilisationsdaten an einen USB-Stick
- integrierter 2,5L Frisch Wassertank und Gebrauchtwassertank
- LCD-Bildschirm mit Anzeige von Zeit, Temperatur, Druck, Prozessalarm und Gerätezustand
- Benutzerfreundliches Bedienfeld
- Doppeltes Schicherheitssystem für die Türverriegelung
- Drucksicherheitsventil
- Stromkreisunterbrecher zum Schutz der Maschine bei Kurzschluss oder Überstrom
- automatische Wartungserinnerung

Klasse N: Sterilisation fester, nicht poröser Gegenstände, einfacher Metallinstrumente und unverpackter Materialien ohne innere Hohlräume
Klasse B: inkl. Vor- und Nachvakuum, erfüllen die höchsten Hygienestandards und können eine breite Palette von Materialien sterilisieren, einschließlich poröse Gegenstände, Instrumente mit tiefen Hohlräumen und verpackte Objekte.



Art.Nr.	Beschreibung	LP / VE €	Aktionspreis €
10611	Labtech STE8N Autoklav, 8 Liter, Ø 170mm x 320mm	2.590,00	2.331,00
10610	Labtech STE8B Autoklav, 8 Liter, Ø 170mm x 320mm	2.990,00	2.691,00
10612	Labtech STE18N Autoklav, 18 Liter, Ø 247 x 350 mm	3.190,00	2.871,00
10609	Labtech STE18B Autoklav, 18 Liter, Ø 247 x 350 mm	3.590,00	3.231,00
10613	Labtech STE23N Autoklav, 23 Liter, Ø 247 x 450 mm	3.490,00	3.141,00
10608	Labtech STE23B Autoklav, 23 Liter, Ø 247 x 450 mm	3.890,00	3.501,00





Milchanalysegerät – DairyQuant GO

Analyse von flüssigen und halbfesten Milchprodukten

Der DairyQuant GO eliminiert Probleme herkömmlicher Milchanalysegeräte: kein Verschleiß, Verstopfen, Luft, Reinigungsaufwand oder Drift

Der DairyQuant GO erfordert keine wöchentliche oder gar tägliche Aufmerksamkeit, um optimale Ergebnisse zu liefern. Der DairyQuant GO benötigt keine chemischen Lösungen und keine Standardisierung. Ohne Reinigung und ohne Aufwand werden so anspruchsvollste Proben gemessen.



- Kein Spülen zwischen den Proben
- Keine wöchentlichen oder täglichen Anpassungen
- Keine Reinigung und keine Chemikalien erforderlich
- Keine Verschleppung
- Stabile Kalibrierungen im Laufe der Zeit
- Reduziert Ihre Kosten und den Zeitaufwand für die Produktanalyse

Durchflussloses System

Basierend auf der FT-NIR-Technologie ähnelt der DairyQuant GO herkömmlichen Milchanalysegeräten, nutzt jedoch benachbarte Spektralbereiche mit einer Reihe von Vorteilen.

Denn statt Zellen mit einer Schichtdicke von 35 Mikron ermöglicht FT-NIR eine Schichtdicke von 1 mm. Die Kombination mit den patentierten Einweg-Pivetten® macht das DairyQuant GO ideal für die Analyse von normalen, wie auch anspruchsvollen Proben, die auf herkömmlichen Geräten zum Verschleiß der Küvetten und Verstopfen führen.

Kosteneinsparungen

DairyQuant GO erfordert keine täglichen Wartungsarbeiten, keinen kostenintensiven Wartungsvertrag und keine zusätzlichen Chemikalien, die zudem entsorgt werden müssen. Das spart nicht nur Kosten, sondern schafft zeitliche Freiräume für den Geräteverantwortlichen.

Der Wechsel in der Milchanalyse

Die Proben werden mithilfe des patentierten Einweg-Pivette® - Systems analysiert. Die Nutzung einer Wegwerf-„Messzelle“ bietet höchste Leistungsfähigkeit und Flexibilität. Analysieren Sie eine Kondensmilch, gefolgt von fettarmer Milch oder jeder anderen Kombination, ohne die Analyseergebnisse zu beeinträchtigen.

Video:



▶ SCAN ME



blaue Pivette®
die perfekte Lösung für:
Rohmilch
Verarbeitete Milch
Käsemilch
Sahne
Molke
WPC
Milch auf pflanzlicher Basis
Kakao-Milch

rote Pivette®
für besonders hochviskose Proben z.B.:
Mascarpone
Eiscreme-Mischung
Soßen
Skyr




FT-NIR ist eine zugelassene Methode gemäß IDF/ ISO 21543

Interesse geweckt?

Gerne stellen wir Ihnen das System genauer vor.

Kontaktieren Sie uns unter:
+43 5576 76705
oder
verkauf@labworld.at



Mit intuitiver und benutzerfreundlicher Software

Hand - Augenduschen im Notfall zählt jede Sekunde

Zwei Duschen in einer - das ist möglich durch die einzigartige Konstruktion dieser Duschen: die Hand-Augenduschen können als fest installierte Augendusche in der Halterung betrieben werden, oder aber aus der Halterung entnommen werden, um als Handbrause am Boden liegende Verletzte zu versorgen. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Modellen mit einem oder zwei Brauseköpfen.

Wasseranschluss: 1/2-Zoll-IG
Schlauchlänge: 1500 mm
Volumenstrom: 7 l/min pro Brausekopf
Normen / Zulassungen:
DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2014, DVGW NW-0417CL0263



Hochleistungsbrauseköpfe

für einen begrenzten, gleichmäßigen und weichen Wasserstrahl.
Optimiert für das Ausspülen von Chemikalien im Auge
Integrierter automatischer Mengenregulator
für die richtige Strahlhöhe unabhängig vom Wasserdruck.
Integrierter Rückflussverhinderer
zum Schutz des Trinkwassernetzes.

Gummimuffen um den Brausekopf

schützen den Hilfesuchenden vor Stoßverletzungen
Staubabdeckkappen
öffnen bei Betätigung der Augendusche durch den Wasserdruck selbständig
Große Bohrungen
in den Brauseköpfen verhindern stehendes Wasser und somit Verkalkung

Art.Nr.	Beschreibung	VE	LP / VE €	Aktionspreis €
BR712025	Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Wand-/Tischmontage	1Stk.	239,00	155,35
BR713025	Hand-Augendusche mit einem Brausekopf 45°, für Wand-/Tischmontage	1Stk.	288,40	187,46
BR714025	Hand-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wand-/Tischmontage	1Stk.	318,30	206,90





Installierte Augenduschen selbst im Dunkeln zu finden

Fest installierte Augenduschen sind gut sichtbar, mit langnachleuchtendem PUSH-Hebel und Auffangbecken für Abwasser. Modelle mit Abdeckung eignen sich bei starkem Staub und Schmutz.

Wasseranschluss: BR210085: 3/4-Zoll-AG BR300085: 3/4-Zoll-IG BR850005: 3/8-Zoll-AG

Volumenstrom: 14 l/min

Normen / Zulassungen:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2014, DVGW NW-0417CL0263

Art.Nr.	Beschreibung	VE	LP / VE €	Aktionspreis €
BR210085	Sicherheits-Augendusche mit zwei Brauseköpfen 45°, für Wandmontage	1Stk.	313,12	203,53
BR300085	Sicherheits-Augendusche mit Auffangbecken, für Wandmontage	1Stk.	553,00	359,45
BR850005	PremiumLine Augen-/Gesichtsdusche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Wandmontage	1Stk.	766,00	497,90



BR850005



BR210085



BR300085

Körper - Notduschen flexibel anpassbar

Verschiedene Körper-Notduschen, auch als Sonderanfertigung, bieten passende Lösungen für jede Einbausituation. Mit Volumenströmen von 50 bis 110 Litern pro Minute lassen sie sich an die Gefährdungsklassen I bis III nach DIN EN 15154 anpassen.

Sie sind selbstentleerend, kalkarm und wartungsarm.

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG

Volumenstrom: 50 l/min

Normen / Zulassungen:

DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014, DVGW NW-0416CL0425

Art.Nr.	Beschreibung	VE	LP / VE €	Aktionspreis €
BR082085	Körper-Notdusche, für Wandmontage	1Stk.	398,00	258,70
BR084085	Körper-Notdusche, für Über-Tür-Montage	1Stk.	485,00	315,25
BR088085	Körper-Notdusche mit Zugstangenumlenkung, für Über-Tür-Montage	1Stk.	485,00	315,25



BR082085



BR084085



BR088085

Notduschenkombinationen einfach platzsparend

Notduschkombinationen aus Körper- und Augendusche sparen Platz und bieten einen zentralen Erste-Hilfe-Punkt. Mit Hand-Augendusche oder Handbrause sind auch partielle Versorgungen möglich.

Wasseranschluss: 3/4-Zoll-IG

Volumenstrom Körperdusche: 50 l/min

Volumenstrom Augendusche: 14 l/min

Normen / Zulassungen:

DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006, DIN EN 15154-5:2019,

ANSI Z358.1-2014 DVGW NW-0416CL0425 DVGW NW-0417CL0263

Art.Nr.	Beschreibung	VE	LP / VE €	Aktionspreis €
BR861085	Körper-Notdusche mit Augendusche, für Wandmontage	1Stk.	1.037,00	674,05
BR867085	Körper-Notdusche mit Augendusche mit Auffangbecken, für Wandmontage	1Stk.	1.246,00	809,90
BR868085	Körper-Notdusche mit Augen-/Gesichtsdusche mit Becken und Abdeckung, für Wandmontage	1Stk.	1.565,00	1.017,25



BR861085



BR867085



BR868085



ZELLER Kataloge

- Abwasseranalyse • Reinigungs- und Hygienekontrolle
- Chemikalien für Schulen • Mess- und Regeltechnik für die Brauerei- und Getränkeindustrie • Laborgeräte für milchverarbeitende Betriebe • Hygienelabor für lebensmittelverarbeitende Betriebe •

www.labworld.at/zeller-kataloge

📍 Zeller Gesellschaft mbH
Industriestraße 1
6845 Hohenems
ÖSTERREICH

☎ +43 (0)5576 76705
📠 +43 (0)5576 76705-7
✉ office@labworld.at
🌐 www.labworld.at