

FRÜHJAHR 2026

Gültig bis 30. Juni 2026

LABWORLD SALE

Starke Angebote für Ihr Labor
Bis zu -35 % Rabatt



Verkaufsleiter **Simon Mörth** und sein Team beraten Sie gerne persönlich:
Tel. +43 (0) 5576 76705 12

zeller

Labworld.at

zeller

Labworld.at

Laborprodukte.
Service.
Beratung.
Seit 1982.



» Ihr Partner für Laborlösungen

Wir sind ein österreichisches Familienunternehmen und unterstützen Labore mit Produkten, Service und persönlicher Beratung.

» Was wir für Sie tun

Wir versorgen Ihr Labor schnell und zuverlässig - von Verbrauchsmaterial bis zu komplexen Laborgeräten.

» Was Sie bei uns bekommen

- Laborprodukte, Chemikalien und Geräte
- Service, Wartung und Reparatur
- Individuelle Lösungen statt Standard
- Kundenindividuelle Lagerhaltung

» Unser Versprechen an Sie

Wir liefern mehr als Produkte. Wir liefern Lösungen.

- Persönliche Betreuung statt Callcenter
- Schnelle Lieferung durch eigene Lagerlösung
- Individuelle Lösungen statt Standard
- Verlässlicher Partner auf Augenhöhe für langfristige Zusammenarbeit



Nicolas Zeller
Geschäftsführer

» Ohaus Zentrifugen

Zuverlässige Zentrifugen für den täglichen Laboreinsatz – leistungsstark, kompakt und sofort einsatzbereit. Für schnelle, präzise Ergebnisse ohne Kompromisse. Rabatt gültig im Aktionszeitraum auf alle Ohaus Zentrifugen und Zubehör (auch wenn nicht in der Aktion angeführt).



-22 %

ART.NR.	BESCHREIBUNG	DREHZAHLBEREICH RPM	INKL. ROTOR FÜR	ZENTRIFUGALKRAFT ROTOR	LISTENPREIS €	AKTIONSPREIS €
31060779	FC5706P+R77	200 - 6000	12 x 15 ml	4'427 x g	2.020,00	1.575,60
31060781	FC5706P+R78	200 - 6000	6 x 50 ml	4'427 x g	2.270,00	1.770,60
31060780	FC5706P+R97	200 - 6000	4 x 10 ml	2'406 x g	1.930,00	1.505,40
30393189	FC5707+R05	200 - 6800	8 x 15 ml	4'445 x g	1.445,00	1.127,10
83041073	FC5707+R09	200 - 6800	4 x 50 ml	4'445 x g	1.445,00	1.127,10

» Eppendorf Neo 3 Pipetten

Präzises Pipettieren leicht gemacht – ergonomisch, zuverlässig und für alle Volumengebiete geeignet. Für exakte Ergebnisse bei jeder Anwendung.

DIE NEUEN!




-20 %

ART.NR.	BESCHREIBUNG	LISTENPREIS €	AKTIONSPREIS €
3174000001	Research 3 neo 0,1-2,5µL dunkelgrau	324,00	259,20
3174000002	Research 3 neo 0,5-10µL mittelgrau	324,00	259,20
3174000003	Research 3 neo 1-20µL hellgrau	324,00	259,20
3174000004	Research 3 neo 1-20µL gelb	324,00	259,20
3174000005	Research 3 neo 5-100µL gelb	324,00	259,20
3174000006	Research 3 neo 10-200µL gelb	324,00	259,20
3174000007	Research 3 neo 15-300µL orange	324,00	259,20
3174000008	Research 3 neo 50-1000µL blau	324,00	259,20
3174000009	Research 3 neo 0,1-2mL rot	324,00	259,20
3174000010	Research 3 neo 0,25-5mL lila	324,00	259,20
3174000011	Research 3 neo 0,5-10mL türkis	324,00	259,20



» Compact Dry

Fertignährmedien so einfach wie möglich: Lagerung bei Raumtemperatur mit 2 Jahren Haltbarkeit



-20 %

ART.NR.	BEZEICHNUNG	NACHWEIS VON	INKUBATIONSZEIT	TEMPERATUR	VERKAUFS-EINHEIT	LISTENPREIS €	AKTIONSPREIS €
54061-OAQ	Compact Dry AQ	heterotrophe Bakterien in Wasser	44 ± 4 h 68 ± 4 h	36 ± 2 °C 22 ± 2 °C	40 Stück	96,00	76,80
54053-OCF	Compact Dry CF	Coliforme	24 ± 2 h	37 ± 1 °C 35 ± 2 °C	40 Stück	72,96	58,37
54052-OEC	Compact Dry EC	E.coli und Coliforme	24 ± 2 h	37 ± 1 °C 35 ± 2 °C	40 Stück	60,50	48,40
54055-ETB	Compact Dry ETB	Enterobacteriaceae	24 ± 2 h	37 ± 1 °C	40 Stück	68,10	54,48
54056-ETC	Compact Dry ETC	Enterococcus	24 ± 2 h	36 ± 1 °C 37 ± 1 °C	40 Stück	76,80	61,44
54067-OLM	Compact Dry LM	Listeria monocytogenes	Anreicherung: 24 - 48 h Auszählung: 24 - 48 h	37 ± 1 °C	40 Stück	115,20	92,16
54060-OLS	Compact Dry LS	Listeria spec.	24 - 48 h	35 - 37 ± 2 °C	40 Stück	115,20	92,16
54062-OPA	Compact Dry PA	Pseudomonas aeruginosa	48 ± 3 h	34 - 36 °C	40 Stück	139,20	111,36
54058-OSL	Compact Dry SL	Salmonellen	Anreicherung: 20-24 h Auszählung: 20-24 h	35 - 37°C 41 - 43 °C	40 Stück	96,00	76,80
54051-OTC	Compact Dry TC	Gesamtkeimzahl	48 ± 3 h	35 ± 1 °C 30 ± 1 °C	40 Stück	44,50	35,60
06749-OVP	Compact Dry VP	Vibrio parahaem. & Vibrio spec.	20 - 24 h	35 - 37 °C	40 Stück	120,00	96,00
54068-OBC	Compact Dry XBC	Bacillus cereus	24 ± 2 h	30 ± 1 °C	40 Stück	105,60	84,48
54057-XSA	Compact Dry XSA	Staphylococcus aureus	24 ± 2 h	37 ± 1 °C 35 ± 2 °C	40 Stück	96,25	77,00
54054-OYM	Compact Dry YM	Hefen und Schimmelpilzen	3 - 7 Tage	25 ± 1 °C	40 Stück	57,00	45,60
54063-YMR	Compact Dry YMR	Hefen und Schimmelpilzen	48 - 72 h	25 ± 1 °C	40 Stück	115,00	92,00

» SWAB für Compact Dry

Sichere und einfache Probenentnahme – Auf Oberflächen und auch an schwer erreichbaren Stellen. Perfekt abgestimmt für zuverlässige Ergebnisse mit Compact Dry.




-20 %

ART.NR.	BEZEICHNUNG	VERKAUFS-EINHEIT	LISTENPREIS €	AKTIONSPREIS €
450004-BPW	SWAB für Compact Dry, für trockene Oberflächen u. schwierige Stellen 1 ml sterilem gepuffertem Peptonwasser	50 Stück	72,00	57,60
ST-25PBS	SWAB für Compact Dry, für trockene Oberflächen u. schwierige Stellen 10 ml phosphatgepufferte Kochsalzlösung	40 Stück	64,00	51,20

» Geeichte Sartorius Präzisionswaage

Exakte Messergebnisse, auf die Sie sich verlassen können – robust, benutzerfreundlich und ideal für den täglichen Einsatz im Labor.

Lagernd und somit schnell verfügbar (solange der Vorrat reicht)!



-35 %

ART.NR.	BESCHREIBUNG	WÄGEBEREICH	ABLESBARKEIT	LINEARITÄT	WAAGSCHALE	LISTENPREIS €	AKTIONSPREIS €
BCE12021-TCEU	Sartorius Entris® II Präzisionswaage	1200 g	0,01 g	10 mg	182 x 182 mm	2.060,00	1.339,00

» IKA Dispergierer ULTRA TURRAX

Leistungsstarke Dispergieren auf kleinstem Raum. Die T 18 Lösungen überzeugen durch Präzision, hohe Drehzahlen und zuverlässige Ergebnisse. Ideal für Homogenisieren, Emulgieren und Suspendieren in Labor und Entwicklung. Kompakt im Aufbau, flexibel im Einsatz und sofort startklar, inklusive Dispergierwerkzeug, Stativ und Zubehör für effizientes Arbeiten im Alltag.



-26 %

ART.NR.	BEZEICHNUNG	LEISTUNG WATT	VISKOSITÄT MAX MPAS	VOLUMEN (H2O)	DREHZAHL-BEREICH RPM	LISTENPREIS €	AKTIONSPREIS €
0010015137	T 18 mini digital Solution	210	2000	0.001 - 1.5 l	3000 - 25000	2.039,00	1.508,86
0010015148	T 18 brushless digital Solution	400	5000	0.001 - 1.5 l	3000 - 25000	3.050,00	2.257,00

» Labor-Rührwerke (IKA MICROSTAR | MINISTAR)

Leistungsstarke Rührwerke für präzise und gleichmäßige Ergebnisse, flexibel einsetzbar für unterschiedlichste Anwendungen. Robust, zuverlässig und optimal für den täglichen Einsatz im Labor.



-26 %

ART.NR.	BEZEICHNUNG	LEISTUNG WATT	VISKOSITÄT MAX MPAS	RÜHRMENGE (H2O)	DREHZAHL-BEREICH RPM	LISTENPREIS €	AKTIONSPREIS €
0025001984	MICROSTAR 7.5 control	32	4000	5	0/50 - 2000	1.427,00	1.055,98
0025001986	MICROSTAR 15 control	32	8000	10	0/30 - 1000	1.505,00	1.113,70
0025001988	MINISTAR 20 control	60	10000	15	0/50 - 2000	1.505,00	1.113,70
0025001987	MICROSTAR 30 control	32	20000	20	0/30 - 500	1.557,00	1.152,18
0025001989	MINISTAR 40 control	60	30000	25	0/30 - 1000	1.635,00	1.209,90
0025001990	MINISTAR 80 control	60	60000	50	0/30 - 500	1.764,00	1.305,36



» VACSTAR lite Starter Solution - Vakkumpumpe mit Controller

Vakuumlösung sofort einsatzbereit. Kompakt, effizient und einfach zu bedienen. Für zuverlässige Prozesse und kontrollierte Ergebnisse im Laboralltag.

-21 %

ART.NR.	BEZEICHNUNG	FÖRDERLEISTUNG	ENDDRUCK MBAR	ZEIT-EINSTELLUNG	DREHZAHL-BEREICH RPM	LISTENPREIS €	AKTIONSPREIS €
0010014496	VACSTAR lite Starter Solution	1 m ³ /h*	9	1 s - 6000 min	285 - 1100	2.458,50	1.942,22



» Beschichtete Messkolben

Präzise Volumenmessung mit zusätzlichem Schutz. Robust, langlebig und ideal für den täglichen Einsatz. Beschichtetes Klarglas für mehr Sicherheit und zuverlässige Ergebnisse.

-15 %

KLARGLAS

ART.NR.	ML	NS	VERKAUFS-EINHEIT	LISTEN- PREIS €	AKTIONSPREIS €
013.01.005C	5	10/19	2 Stück	23,32	19,82
013.01.010C	10	10/19	2 Stück	24,86	21,13
013.01.020C	20	10/19	2 Stück	27,88	23,70
013.01.025C	25	10/19	2 Stück	29,78	25,31
013.01.026C	25	12/21	2 Stück	30,74	26,13
013.01.050C	50	12/21	2 Stück	38,82	33,00
013.01.051C	50	14/23	2 Stück	39,06	33,20
013.01.100C	100	12/21	2 Stück	45,74	38,88
013.01.101C	100	14/23	2 Stück	51,80	44,03
013.01.150C	150	14/23	2 Stück	58,36	49,61
013.01.200C	200	14/23	2 Stück	68,58	58,29
013.01.250C	250	14/23	2 Stück	71,86	61,08
013.01.300C	300	14/23	2 Stück	78,76	66,95
013.01.400C	400	19/26	2 Stück	84,52	71,84
013.01.500C	500	19/26	2 Stück	87,76	74,60
013.01.901C	1000	24/29	2 Stück	141,48	120,26
013.01.902C	2000	29/32	2 Stück	221,04	187,88

BRAUNGLAS

ART.NR.	ML	NS	VERKAUFS-EINHEIT	LISTEN- PREIS €	AKTIONSPREIS €
014.01.005C	5	10/19	2 Stück	29,66	25,21
014.01.010C	10	10/19	2 Stück	32,34	27,49
014.01.020C	20	10/19	2 Stück	37,12	31,55
014.01.025C	25	10/19	2 Stück	39,44	33,52
014.01.026C	25	12/21	2 Stück	40,46	34,39
014.01.050C	50	12/21	2 Stück	51,56	43,83
014.01.051C	50	14/23	2 Stück	51,86	44,08
014.01.100C	100	12/21	2 Stück	67,24	57,15
014.01.101C	100	14/23	2 Stück	69,22	58,84
014.01.200C	200	14/23	2 Stück	105,32	89,52
014.01.250C	250	14/23	2 Stück	112,74	95,83
014.01.500C	500	19/26	2 Stück	141,36	120,16
014.01.901C	1000	24/29	2 Stück	236,82	201,30
014.01.902C	2000	29/32	2 Stück	408,70	347,40

» Dispenser advanced mit Rückdosierventil

Präzises Dosieren leicht gemacht – zuverlässig, sicher und sauber in der Anwendung. Mit Rückdosierventil für maximale Genauigkeit und minimalen Medienverlust im täglichen Laboreinsatz.

-10 %

ART.NR.	VOLUMEN	VERKAUFSEINHEIT	LISTENPREIS €	AKTIONSPREIS €
008.15.002	0,3 - 2,5 ml	1 Stück	243,24	218,92
008.15.005	0,5 - 5 ml	1 Stück	243,24	218,92
008.15.010	1 - 10 ml	1 Stück	243,24	218,92
008.15.030	2,5 - 30 ml	1 Stück	280,34	252,31
008.15.060	5 - 60 ml	1 Stück	280,34	252,31
008.15.100	10 - 100 ml	1 Stück	369,65	332,69



» Beschichtete Laborflaschen, autoklavierbar

Sichere Aufbewahrung und Lagerung von Medien. Widerstandsfähig, autoklavierbar und langlebig. Für maximale Sicherheit und Flexibilität im Laboralltag.

-15 %

KLARGLAS

ART.NR.	ML	GEWINDE	VERKAUFSEINHEIT	LISTENPREIS €	AKTIONSPREIS €
061.01.100C	100	GL45	1 Stück	21,32	18,12
061.01.250C	250	GL45	1 Stück	27,34	23,24
061.01.500C	500	GL45	1 Stück	30,18	25,65
061.01.901C	1000	GL45	1 Stück	57,28	48,69
061.01.902C	2000	GL45	1 Stück	99,85	84,87



BRAUNGLAS

ART.NR.	ML	GEWINDE	VERKAUFSEINHEIT	LISTENPREIS €	AKTIONSPREIS €
061.02.100C	100	GL45	1 Stück	30,63	26,04
061.02.250C	250	GL45	1 Stück	39,14	33,27
061.02.500C	500	GL45	1 Stück	45,68	38,83
061.02.901C	1000	GL45	1 Stück	88,27	75,03
061.02.902C	2000	GL45	1 Stück	153,37	130,36



» Schikanekolben mit seitlicher Schikane

Optimale Durchmischung auch bei anspruchsvollen Anwendungen. Effizient, zuverlässig und praxisbewährt. Für verbesserte Ergebnisse bei Kultivierung und Rührprozessen.

-15 %

ART.NR.	ML	HÖHE	VERKAUFSEINHEIT	LISTENPREIS €	AKTIONSPREIS €
027.06.100	100	112 mm	1 Stück	16,04	13,63
027.06.250	250	145 mm	1 Stück	21,90	18,62
027.06.500	500	182 mm	1 Stück	29,19	24,81
027.06.901	1000	230 mm	1 Stück	42,62	36,23
027.06.902	2000	275 mm	1 Stück	73,23	62,25



Wir liefern mehr als **Produkte**.
Wir liefern **Lösungen**.



✓ Laborprodukte ✓ Service ✓ Beratung

